



N'OUBLIEZ PAS....

Pour réussir le traitement, il faut :

- EVITER** de **CASSER** l'appareil
- Une **BONNE HYGIENE** dentaire
- Une **BONNE COOPÉRATION** de votre part

N'hésitez pas à consulter nos fiches-conseil...

Cabinet d'Orthodontie Drs GHAZI, CASTELBOU & LUX
241, Bld Blaise Doumerc
82000 MONTAUBAN
ortho.mtb@orange.fr
05 63 20 45 28



Conception www.labo.fr



L'APPAREIL AMOVIBLE

PRECAUTIONS A PRENDRE

- L'appareil sera gênant les **DEUX PREMIERS JOURS**, ensuite on s'y habitue.
- Les dents vont être **sensibles** lors du retrait et de la mise en place de l'appareil.
- Il est possible de prendre un **médicament antalgique** en prévention de la douleur.



CABINET D'ORTHODONTIE
Drs GHAZI, CASTELBOU & LUX



Nettoyer votre appareil dentaire au moins **une fois par jour** pour le garder **propre** et exempt de toute bactérie et de dépôt.


■ **RINCER** toujours votre appareil dentaire après l'avoir retiré car la salive cause toujours **un dépôt de tartre**.



■ **BROSSER** votre appareil avec **une brosse à dent souple** avec **une petite quantité de dentifrice**.



■ **NETTOYER** votre appareil avec **du bicarbonate de soude** pour **neutraliser les odeurs**. Vous pouvez aussi le laisser tremper 3 mn dans **du vinaigre blanc** pour **le détartrer** ou utiliser **les pastilles proposées par votre orthodontiste**. Vous retrouverez ces pastilles grâce à leur référence dans votre pharmacie.



■ **SÉCHER** délicatement votre appareil dentaire **avec une serviette** au-dessus d'un plan de travail pour éviter qu'il se casse en cas de chute.



Avertissements

⚠ **NE TENTEZ PAS** d'utiliser de l'**eau de javel** ou autres produits désinfectants. Ces produits sont toxiques à l'ingestion et pourraient attaquer les parties métalliques ou acryliques de votre appareil.

⚠ **NE METTEZ PAS** votre appareil dentaire dans un **lave-vaisselle** et éviter de le faire tremper **dans de l'eau chaude**. Il pourrait fondre et se déformer.

⚠ **N'ENVELOPPEZ PAS** votre appareil dentaire dans une **serviette en papier**. Il pourrait être jeté à la poubelle avec la serviette.

⚠ **NE LAISSEZ PAS** votre appareil à la portée de **votre chien**, il pourrait le confondre avec un jouet et le croquer.

Si vous **ne parvenez pas à nettoyer correctement votre appareil, appelez votre orthodontiste**. Votre appareil peut avoir besoin d'un nettoyage aux ultrasons.